

Saliva amb Salivette

Recollida de la mostra

1 Hora de recollida

- Al matí abans de rentar-se les dents
- Durant el dia, com a mínim mitja hora després d'haver menjat o begut

2 Procediment

Retirar la tapa superior i col·locar el cilindre de cotó a la boca sense tocar-lo amb els dits (inclinant el recipient) :

- Mantenir-lo a la boca durant 1 minut. Col·loqui-la per sota de la llengua o roti-la per la boca per a que absorbeixi saliva. No mastegui el cotó.
- Retornar el cotó dins del tub interior, posar-ho al porta tubs i tancar-ho amb cura
- Guardar a la nevera fins que es porti al laboratori

Veure imatges

Recogida de la muestra

1 Hora de recogida

- *Por las mañanas antes de lavarse los dientes*
- *Durante el día, como mínimo media hora después de haber comido o bebido*

2 Procedimiento

Retirar el tapón superior y colocar el cilindro de algodón en la boca sin tocarlo con los dedos (inclinando el recipiente):

- *Mantenerlo en la boca durante 1 minuto. Colóquela por debajo de la lengua o rótelas para que absorba saliva. No mastique el algodón.*
- *Devolver el algodón dentro del tubo interior, ponerlo en el porta tubos y taponarlo cuidadosamente*
- *Guardar en la nevera hasta que lo lleve al laboratorio*

Ver imagenes

