

3928 Tiagabina (Gabitril) en sèrum



Secció:	Fàrmacs i drogues d'abus
Mètode:	Cromatografia Líquida/Tàndem de masses
Mostra:	Sèrum
Quantitat de mostra:	2 mL
Contenedor:	T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:	8 dies

Valors de referència:

Tiagabina (Gabitril)

20 - 200 (ng/mL)

Nota: Extracció abans de la dosi següent

Observacions: Els valors de referència corresponen a l'extracció abans de la propera dosi.