

TRMANO Trimetilamina i Trimetilamina N-Òxid (Orina)



Secció:	Bioquímica
Mètode:	Cromatografia Líquida/Tàndem de masses
Tipus mostra:	Orina
Quantitat mostra:	1 mL
Contenidor:	T. ORINA
Termini de lliurament:	23 dies

Proves relacionades

ID
Ficha
Trimetilamina (TMA)--
Trimetilamina N-Òxid (TMAO)--
TMA/TMAO--
Trimetilamina N-Òxid %--