



4898 Ac anti-epidermics



Secció:	Autoimmunitat
Mètode:	IFI en cèl·lules transfectades / pell separada
Mostra:	Sèrum
Quantitat de mostra:	1 mL
Contenedor:	T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:	20 dies

Proves relacionades

ID
Ficha
3823
Anticossos anti-desmogleïna 1 i 3-32 dies-
3824
Anticossos anti BP180-32 dies-
4102
Anticossos anti BP230-32 dies-