


## POSACO Posaconazol



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Secció:</b>                | Bioquímica                                                         |
| <b>Mètode:</b>                | Cromat.Líquida Alta Resolució                                      |
| <b>Tipus mostra:</b>          | Sang                                                               |
| <b>Quantitat mostra:</b>      | 3 mL                                                               |
| <b>Contenedor:</b>            | T. LILA EDTA 3 mL                                                  |
| <b>Termini de lliurament:</b> | 5 dies                                                             |
| <b>Motius rebuig:</b>         | Obtenir la mostra de sang prèviament a la administració del fàrmac |