

METOXO Lipasa àcida lisosomal (Sang seca)

Secció:	Bioquímica
Mètode:	Enzimologia
Tipus mostra:	Sang seca en paper de filtre
Quantitat mostra:	Mínim 2-4 cercles de 10mm
Contenedor:	MOSTRES ESPECIALS
Termini de lliurament:	32 dies

- Es necessita resum d'història clínica.

Motius rebuig: - Recollir gotes de sang sense anticoagulant en paper de filtre Whatman 903. Deixar assecar durant 2-4 hores. Guardar en nevera en bossa de plàstic fins a l'enviament.